



A Sysmex Group Company



## Brugsanvisning

REF: CE-LPH 089-S / CE-LPH 089

### CBFB Breakapart Probe



KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG



Yderligere information og andre sprog findes på [ogt.com/IFU](http://ogt.com/IFU)

#### Tilsigtet formål

CytoCell® CBFB Breakapart Probe er en kvalitativ, ikke-automatiseret FISH-test (fluorescens *in situ*-hybridisering), der anvendes til at detektere kromosomale rearrangementer i 16q22-regionen på kromosom 16, der er fikseret i Carnoy's opløsning (3:1 methanol/eddikesyre), fra patienter med bekræftet eller mistænkt akut myeloid leukæmi (AML).

#### Indikationer for brug

Dette produkt er designet som et supplement til andre kliniske og histopatologiske tests i anerkendte diagnostiske og kliniske plejeforløb, hvor viden om status af CBFB-rearrangementer er vigtig for den kliniske håndtering.

#### Begrænsninger

Dette produkt er designet til at detektere rearrangementer med følsomhedsgrenser i den region, der afgrænses af de røde og de grønne kloner i dette probesæt, som inkluderer CBFB-genet. Følsomhedsgrenser uden for denne region eller variante rearrangementer, som kun findes inde i denne region, kan muligvis ikke detekteres med dette produkt.

Denne enhed er ikke beregnet til: brug som det eneste diagnostiske værktøj, brug som supplerende diagnostisk værktøj, prænatal test, populationsbaseret screening, test i nærheden af patienter eller selvtestning.

Denne enhed er ikke valideret til prøvetyper, sygdomstyper eller formål ud over dem, der er angivet i det tilsigtede formål.

Den er beregnet til brug som supplement til andre diagnostiske laborietests, og en behandling bør ikke indledes udelukkende på grundlag af FISH-resultatet.

Rapportering og fortolkning af FISH-resultater skal udføres af tilstrækkeligt kvalificeret personale, være i overensstemmelse med professionel standardpraksis og bør tage hensyn til andre relevante testresultater, kliniske og diagnostiske informationer.

Denne enhed er udelukkende beregnet til brug af faguddannet laboratoriepersonale.

Hvis protokollen ikke overholdes, kan det have indflydelse på funktionsevnen og føre til falsk positive/negative resultater.

#### Testens principper

Fluorescens *in situ*-hybridisering (FISH) er en teknik, der gør det muligt at detektere DNA-sekvenser på metafasekromosomer eller interfasekerner i fikserede cytogenetiske prøver. Teknikken gør brug af DNA-prøver, som hybridiserer hele kromosomer eller enkelte unikke sekvenser, og er et stærkt supplement til cytogenetisk analyse med G-banding-teknik. Denne teknik kan nu anvendes som et essentielt investigativt værktøj i forbindelse med prænatal analyse, hæmatologiske analyser og kromosomanalyser af solide tumorer. Mål-DNA'et er, efter fiksering og denaturering, klar til hybridisering til en lignende denatureret, fluorescens-mærket DNA-probe med en komplementærsekvens. Efter hybridisering fjernes den ubundne og ikke-specifikt bundne DNA-probe, og DNA'et kontrastfarves med henblik på visualisering. Et fluorescensmikroskop gør det derefter muligt at visualisere den hybridiserede probe på mål-materialet.

#### Probe-information

CBFB-genet (core-binding factor subunit beta) befinder sig ved 16q22; det rearrangeres oftest på grund af inversionen inv(16)(p13.1;q22) eller translokationen t(16;16)(p13.1;q22). Translokationer af 16q22 med forskellige andre genpartnere er sjældent blevet rapporteret, mens deletion af båndet 16q22 også er blevet rapporteret<sup>1</sup>.

Akut myeloid leukæmi med CBFB::MYH11 fra inv(16)(p13.1;q22) eller t(16;16)(p13.1;q22) udgør en anerkendt sygdomsenhed i henhold til WHO's (World Health Organization) klassificering af myeloide neoplasier og akut leukæmi<sup>2</sup>. Disse rearrangementer findes hyppigt hos patienter med en myelomonocytisk subtype med øget knoglemarvseosinofiler og findes hos 5 – 8 % af tilfælde med AML. Tilfælde med behandlingsrelateret AML kan også have disse rearrangementer<sup>2,3</sup>.


Inversion inv(16)(p13.1;q22) eller translokation t(16;16)(p13.1;q22) frembringer CBFB::MYH11-genrearrangementer og er klassificeret som en gunstig cytogenetisk riskogruppe hos patienter med AML<sup>4,5,6</sup>.

#### Probespecifikation

CBFB, 16q22, rød

CBFB, 16q22, grøn

CMP-H098 v001.00



CBFB Breakapart Probe-blandingen består af to forskellige prober. Den røde probe (292 kb) er centromerisk til CBFB-genet og strækker sig ud over RH104363-markøren for at dække en del af DYNC1LI2-genet og inkluderer markørerne SHGC-60620 og SHGC-58067. Den grønne probe (309 kb) er telomerisk til CBFB-genet og strækker sig gennem markøren RH78922 ud over ZDHHC1-genet til et område, der er telomerisk til markøren RH11782.

#### Medleveret materiale

**Probe:** 50 µL pr. hætteglas (5 tests) eller 100 µL pr. hætteglas (10 tests)

Proberne leveres i en færdigblandet hybridiserings-opløsning (<65 % formamid, <20 mg dextransulfat og <10 % 20x saline-natriumcitrat (SSC)) og er klar til brug.

**Kontrastfarvning:** 150 µL pr. hætteglas (15 tests)

Kontrastfarvningen er DAPI-antifade-opløsning ES (0,125 µg/mL DAPI (4,6-diamidino-2-phenylindole) i glycerol-baseret monteringsmedie).

#### Advarsler og forsigtighedsregler

1. Til brug til *in vitro*-diagnostik. Må kun anvendes af faguddannet laboratoriepersonale.
2. Probe-blandinger indeholder formamid, som er teratogent: undgå hudkontakt og at indånde dampe. Håndter med omtanke, bær handsker og laboratoriekittel.
3. Håndter DAPI med omtanke, bær handsker og laboratoriekittel.
4. Må ikke anvendes, hvis hætteglasset/-glassene er beskadiget, eller deres indhold er kompromitteret på nogen måde.
5. Følg lokale bortskaffelsesregler for din lokalitet samt anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet for at bestemme sikker bortskaffelse af dette produkt. Dette gælder også for indholdet af beskadigede testkits.
6. Bortskaf alle brugte reagenser og alle andre kontaminerede engangsmaterialer ved at følge procedurerne for infektiøst eller potentielt infektiøst affald. Det er det enkelte laboratoriums ansvar at håndtere fast og flydende affald i henhold til dets art og grad af farlighed og behandle og bortskaffe det (eller få det behandlet og bortskaffet) i overensstemmelse med gældende regler.
7. Brugerne skal kunne skelne mellem farverne rød, blå og grøn.
8. Hvis den beskrevne protokol og de beskrevne reagenser ikke overholdes, kan det have indflydelse på funktionsevnen og føre til falsk positive/negative resultater.
9. Proben må ikke fortyndes eller blandes med andre prober.
10. Hvis der ikke anvendes 10 µL af proben under præ-denatureringen, som beskrevet i protokollen, kan det have indflydelse på funktionsevnen og føre til falsk positive/negative resultater.
11. Alle produkter bør valideres før brug.
12. Der bør udføres interne kontroller ved brug af upåvirkede cellepopulationer i testprøver.

Temperaturdefinitioner

- 20 °C/frossen/i fryseren: -25 °C til -15 °C
- 37 °C: +37 °C ± 1 °C
- 72 °C: +72 °C ± 1 °C
- 75 °C: +75 °C ± 1 °C
- Rumtemperatur (RT): +15 °C til +25 °C

Opbevaring og håndtering

 Kittet skal opbevares mellem -25 °C og -15 °C i en fryser indtil den udløbsdag, der er anført på kittets etiket. Proben og hætteglas med kontrastfarve skal opbevares mørkt.

 FISH-proben, DAPI Antifade ES-kontrastfarvning og Hybridisation Solution forbliver stabil under fryse-optøningscyklusser i forbindelse med normal brug (hvor en cyklus omfatter hætteglassets udtagning fra og genindsætning i fryseren)- 5 cyklusser for 50 µL (5 tests) hætteglas med FISH-probe, 10 cyklusser for 100 µL (10 tests) hætteglas med FISH-probe og 15 cyklusser for 150 µL (15 tests) hætteglas med kontrastvæske. Udsættelse for lys bør minimeres og undgås, hvor det er muligt. Opbevar komponenter i den medfølgende lysbestandige beholder. Komponenter, som anvendes og opbevares under andre forhold end dem, der er angivet på mærkningen, fungerer muligvis ikke som forventet og kan påvirke analyseresultaterne negativt. Man skal bestræbe sig på at begrænse lyspåvirkning og temperaturforandringer.

Nødvendigt udstyr og materialer, som ikke medleveres

- Der skal anvendes kalibreret udstyr:
1. Varmeplade (med en fast plade og nøjagtig temperaturkontrol op til 80 °C)
  2. Kalibrerede mikropipetter med variabel volumen og spidser fra 1 µL til 200 µL
  3. Vandbad med nøjagtig temperaturkontrol ved 37 °C og 72 °C
  4. Mikrocentrifugerør (0,5 mL)
  5. Fluorescensmikroskop (jf. kapitlet Anbefalinger til fluorescensmikroskopi)
  6. Fasekontrast-mikroskop
  7. Rene plastik, keramiske eller varmeresistente Coplin-glas
  8. Tænger
  9. Kalibreret pH-Meter (eller pH-indikatorstrips, der kan måle pH 6,5 – 8,0)
  10. Befugtningsbeholder
  11. Immersionsolie til fluorescensmikroskoplinser
  12. Bordcentrifuge
  13. Mikroskop-objektglas
  14. Dækglass på 24x24 mm
  15. Timer
  16. Inkubator på 37 °C
  17. Gummiopløsning (til forsegling af objektglas)
  18. Vortex-blander
  19. Måleglas
  20. Magnetomrører
  21. Kalibreret termometer

Optionalt udstyr, der ikke medleveres

1. Cytogenetisk tørrekammer

Nødvendige reagenser, der ikke medleveres

1. 20x saltvand-natriumcitrat-(SSC)-opløsning
2. 100 % ethanol
3. Tween-20
4. 1M natriumhydroxid (NaOH)
5. 1M saltsyre (HCl)
6. Renset vand

Anbefalinger til fluorescensmikroskopi

Der bør anvendes en 100-Watt kviksølv-lampe eller tilsvarende og olie-immersions-apochromat-objektiver, plan, 60/63 eller 100x for at opnå optimal visualisering. De fluorforer, der benyttes i denne probe, vil excitere og udsende lys ved følgende bølgelængder:

| Fluorforer | Excitationmaks. [nm] | Emissionmaks. [nm] |
|------------|----------------------|--------------------|
| Grøn       | 495                  | 521                |
| Rød        | 596                  | 615                |

Sørg for, at mikroskopet har passende excitations- og emissionsfiltre, som dækker de ovenfor nævnte bølgelængder.

Benyt et tredobelt båndpasfilter DAPI/grøn, spektrum/rød eller et dobbelt båndpasfilter grønt spektrum/rødt spektrum for at opnå optimal simultan visualisering af grønne og røde fluorforer.

Efterprøv før brug, at fluorescensmikroskopet virker korrekt. Benyt immersionsolie, der er beregnet til fluorescensmikroskopi og formuleret til lav automatisk fluorescens. Undgå at blande DAPI-antifade med mikroskopiimmersionsolie, da det vil sløre signalerne. Følg producentens anbefaling angående lampens levetid og filternes alder.

Prøveklargøring

Kittet er designet til brug på hæmatologisk-deriverede cellesuspensioner, der er fikseret i Carnoys opløsning (3:1 methanol/eddikesyre), som er klargjort i henhold til laboratoriets eller institutionens vejledninger. Præparer lufttørrede prøver på mikroskop-objektglas i henhold til cytogenetiske standardprocedurer. AGT

Cytogenetics Laboratory Manual indeholder anbefalinger angående prøveindsamling, dyrkning, høst og præparering af objektglas<sup>7</sup>.

Klargøring af opløsning

Ethanolopløsninger

Fortynd 100 % ethanol med rensat vand ved at anvende følgende blandingsforhold, og bland omhyggeligt:

- 70 % ethanol – 7 dele 100 % ethanol til 3 dele rensat vand
  - 85 % ethanol – 8,5 dele 100 % ethanol til 1,5 dele rensat vand
- Opløsningerne kan opbevares i op til 6 måneder ved rumtemperatur i en lufttæt beholder.

2xSSC-opløsning

Fortynd 1 del 20xSSC-opløsning med 9 dele rensat vand, og bland omhyggeligt. Efterprøv pH-værdien, og juster til pH 7,0 ved at bruge NaOH eller HCl efter behov. Opløsningen kan opbevares i op til 4 uger ved rumtemperatur i en lufttæt beholder.

0,4xSSC-opløsning

Fortynd 1 del 20xSSC-opløsning med 49 dele rensat vand, og bland omhyggeligt. Efterprøv pH-værdien, og juster til pH 7,0 ved at bruge NaOH eller HCl efter behov. Opløsningen kan opbevares i op til 4 uger ved rumtemperatur i en lufttæt beholder.

2xSSC; 0,05 % Tween-20-opløsning

Fortynd 1 del 20xSSC-opløsning med 9 dele rensat vand. Tilsæt 5 µL Tween-20 pr. 10 mL, og bland omhyggeligt. Efterprøv pH-værdien, og juster til pH 7,0 ved at bruge NaOH eller HCl efter behov. Opløsningen kan opbevares i op til 4 uger ved rumtemperatur i en lufttæt beholder.

FISH-protokol

(Bemærk: Probens og kontrastfarvningens eksponering for laboratorielys skal hele tiden begrænses så meget som muligt).

Forberedelse af objektglas

1. Dryp celleprøven på et mikroskop-objektglas. Lad det tørre. (**Valgfrít, hvis der anvendes et cytogenetisk tørrekammer:** Tørrekammeret bør anvendes ved cirka 25 °C og 50 % luftfugtighed for at få optimale celleprøver. Hvis der ikke er et cytogenetisk tørrekammer til rådighed, kan der alternativt anvendes et stinkskab).
2. Nedsænk objektglasset i 2xSSC i 2 minutter ved rumtemperatur (RT) uden omrystning.
3. Dehydrer i ethanol i stigende koncentrationer (70 %, 85 % og 100 %), hver i 2 minutter ved RT.
4. Lad det tørre.

Præ-denaturering

5. Tag proben ud af fryseren, og lad den opnå RT. Centrifuger kort rørene inden brug.
6. Sørg for, at probeopløsningen er ensartet blandet med en pipette.
7. Udtag 10 µL af proben pr. test transferer til et mikrocentrifugerør. Sæt hurtigt det resterende probemateriale tilbage i fryseren.
8. Sæt proben og prøveobjektglasset til opvarmning på en varmeplade ved 37 °C (+/- 1 °C) i 5 minutter.
9. Dryp 10 µL af probeblandingen på celleprøven, og dæk forsigtigt med et dækglass. Forsegl med gummiopløsningslim (til forsegling af objektglas), og lad det tørre fuldstændigt.

Denaturering

10. Denaturer prøve og probe samtidigt ved at varme objektglasset på en varmeplade ved 75 °C (+/- 1 °C) i 2 minutter.

Hybridisering

11. Anbring objektglasset i en fugtig, lystæt beholder ved 37 °C (+/- 1 °C) natten over.

Vask efter hybridisering

12. Tag DAPI ud af fryseren, og lad det opnå RT.
13. Fjern omhyggeligt dækglasset og alle spor af lim.
14. Nedsænk objektglasset i 0,4xSSC (pH 7,0) ved 72 °C (+/- 1 °C) i 2 minutter uden omrystning.
15. Lad objektglasset tørre, og nedsænk det i 2xSSC, 0,05 % Tween-20 ved RT (pH 7,0) i 30 sekunder uden omrystning.
16. Lad objektglasset tørre, og tilsæt 10 µL DAPI-antifade på hver prøve.
17. Dæk med et dækglass, fjern alle eventuelle bobler, og lad farven udvikle sig i mørke i 10 minutter.
18. Undersøg med et fluorescensmikroskop (se **Anbefalinger til fluorescensmikroskopi**).

Anbefalinger til proceduren

1. Det kan nedsætte signalfluorescensen, hvis objektglassene får for meget varme eller er gamle.
2. Hybridiseringsbetingelserne kan påvirkes negativt, hvis der bruges andre reagenser end dem, der anbefales eller leveres af Cytocell Ltd.
3. Der skal anvendes et kalibreret termometer til at måle temperaturerne i opløsninger, vandbade og inkubatorer, da disse temperaturer er vigtige for at opnå bedst mulige resultater.
4. Stringens ved vaskekonzentrationerne, pH og temperaturerne er vigtig, da for lav stringens kan føre til ikke-specifik binding af proben, og for høj stringens kan føre til tab af signaler.
5. Ikke-komplet denaturering kan føre til tab af signaler, og for høj denaturering kan også føre til ikke-specifik binding.





- Overhybridisering kan føre til yderligere eller uforventede signaler.
- Brugere bør optimere protokollen til egne prøver, før testen bruges til diagnostiske formål.
- Suboptimale betingelser kan føre til ikke-specifik binding, som kan mistolkes som et probesignal.

**Fortolkning af resultater**  
**Vurdering af objektglaskvaliteten**


- Objektglasset bør ikke analyseres, hvis:
- Signalerne er for svage til, at de enkelte filtre kan analyseres – for at fortsætte med en analyse skal signalerne være lyse, klare og nemme at vurdere
  - Der er et højt antal af klumpende/overlappende celler, som slører analysen
  - >50 % af cellerne ikke er hybridiseret
  - Der er for mange fluorescenspartikler mellem cellerne og/eller en fluorescerende dis, der forstyrrer signalerne – optimale objektglas har en enten mørk eller sort og ren baggrund
  - Cellekernernes omrids ikke kan skelnes og ikke er intakt

**Analysevejledninger**

- Der skal altid være to brugere til at analysere og fortolke hver prøve. Enhver diskrepans skal afklares ved en vurdering fra en tredje bruger
- Hver bruger skal have passende faglige kvalifikationer i overensstemmelse med anerkendte nationale standarder
- Hver bruger bør uafhængigt bedømme 100 kerner for hver prøve. Den ene bruger starter analysen fra venstre side af objektglasset, og den anden bruger starter fra højre side
- Brugerne skal dokumentere deres resultater skriftligt hver for sig
- Der skal kun analyseres intakte kerner, ingen overlappende eller klumpende kerner, der er dækket af cytoplasmisk debris eller har en høj grad af autofluorescens
- Undgå områder med overskud af cytoplasmisk debris eller ikke-specifik hybridisering
- Signalintensiteten kan variere, selv for den enkelte kerne. I sådanne tilfælde anvendes enkeltfiltre og/eller justering af det fokale plan
- Ved suboptimale betingelser kan signalerne virke diffuse. Hvis to signaler med samme farve berører hinanden, eller afstanden mellem dem ikke er større end bredden på to signaler, eller hvis der er en svag streng, der forbinder de to signaler, tælles de som ét signal
- Når der analyseres tofarvede "break-apart"-prober, og der er et hul mellem de røde og grønne signaler, som ikke er større end 2 signalers bredde, tælles det som et ikke-rearrangeret/fusioneret signal
- Hvis man er i tvivl, om en celle kan analyseres eller ej, så analyseres den ikke


| Analysevejledninger                                                                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tæl ikke – cellekernerne er for tæt på hinanden til, at der kan bestemmes grænser                             |
|  | Tæl ikke cellekerner, der overlapper hinanden – det er ikke alle områder af de to cellekerner, der er synlige |
|  | Tæl som to fusionssignaler – hullet mellem det røde og grønne signal er mindre end to signalers bredde        |
|  | Tæl som to fusionssignaler – et fusionssignal er diffust                                                      |

**Forventede resultater**  
**Forventet normalt signalmønster**



I en normal celle forventes der to røde/grønne fusionssignaler (2F).

**Forventede abnorme signalmønstre**



I en celle med et balanceret *CBFB*-rearrangement vil det forventede signalmønster være en rød/grøn fusion, et rødt og et grønt signal (1F1R1G).

Andre signalmønstre er mulige i aneuploide/ubalancerede prøver.

**Kendte relevante interferencer/interfererende stoffer**  
 Ingen kendte relevante interferencer/interfererende stoffer.

**Kendt krydsreaktivitet**  
 Ingen kendt krydsreaktivitet.

**Indberetning af alvorlige hændelser**  
 For patienter/brugere/tredjeparter i EU og lande med identisk reguleringsordning (forordning (EU) 2017/746 om *in vitro*-diagnostisk medicinsk udstyr) gælder det, at hvis der er opstået en alvorlig hændelse under brugen af denne enhed eller som følge af dens brug, skal det rapporteres til producenten og til den nationale kompetente myndighed.  
 Alvorlige hændelser i andre lande skal rapporteres til producenten og, hvis det er relevant, til den nationale kompetente myndighed.  
 Producentens vigilance-kontakt: [vigilance@ogt.com](mailto:vigilance@ogt.com)  
 En liste med vigilance-kontaktsteder for nationale kompetente myndigheder i EU kan findes på:  
[https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/contacts\\_en](https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/contacts_en)

**Særlige ydelseskarakteristika**  
**Analytisk specificitet**  
 Analytisk specificitet er defineret som procentdelen af signaler, som kun hybridiserer til det korrekte locus og ingen anden lokalitet. Der blev analyseret fire kromosomale loci i hver af tyve metafaseceller fra hver af de fem prøver, hvilket gav 400 data points. Lokationen for hver hybridiseret probe blev kortlagt, og antallet af FISH-metafasekromosomsignaler, som hybridiseredes til det korrekte locus, blev registreret.

Den analytiske specificitet af hver probe i kittet blev beregnet som antallet af FISH-metafasekromosomsignaler, som hybridiseredes til det rette locus, delt med det samlede antal af hybridiserede FISH-metafasekromosomsignaler, og dette resultat blev multipliceret med 100, udtrykt som procentdel og givet med et konfidensinterval på 95 %.

Tabel 1. Analytisk specificitet for *CBFB* Breakapart Probe

| Mål   | Antal hybridiserede metafasekromosomer | Antal korrekt hybridiserede loci | Analytisk specificitet | 95 % konfidensinterval |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 16q22 | 200                                    | 200                              | 100 %                  | 98,12 % – 100 %        |
| 16q22 | 200                                    | 200                              | 100 %                  | 98,12 % – 100 %        |

**Analytisk sensitivitet**  
 Analytisk sensitivitet er procentdelen af de interfaseceller, der kan tælles med det forventede normale signalmønster. Der blev analyseret mindst 200 interfaseceller for hver af 25 fikserede cellesuspensioner fra knoglemarvsprøver, som blev anset som negative for et *CBFB*-rearrangement, hvilket resulterede i minimum 5.000 kerner i en score for hver prøvetype. Følsomhedsdata blev analyseret på grundlag af procentdelen af celler, der viste et normalt, forventet signalmønster, og blev udtrykt som en procentdel med et konfidensinterval på 95 %.

Tabel 2. Analytisk sensitivitet for *CBFB* Breakapart Probe

| Prøvetype  | Sensitivitetskriterier | Sensitivitetsresultater     |
|------------|------------------------|-----------------------------|
| Knoglemarv | >95 %                  | 97,92 % (97,59 % – 98,25 %) |

**Karakterisering af normale cut-off-værdier**  
 Normalt cut-off er defineret som procentdelen af celler, der udviser et falskt-positivt signalmønster, der fører til, at det hos en person ville blive betragtet som normalt og ikke svarerende til en klinisk diagnose. Der blev analyseret mindst

200 interfaseceller for hver af 25 fikserede cellesuspensioner fra knoglemarv, hvilket resulterede i minimum 5.000 kerner i en score for hver prøvetype. Cut-off-værdien blev bestemt ved brug af  $\beta$ -invers-funktionen (BETAINV) i MS Excel. Den blev beregnet som procentdelen af interfaseceller, der viste et falskt-positivt signalmønster ved brug af den øvre grænse af et en-sidet konfidensinterval på 95 % af den binominale fordeling i en normal patientprøve.

Tabel 3. Karakterisering af normale cut-off-værdier for CBF Breakapart Probe

| Prøvetype  | Cut-off-resultater |
|------------|--------------------|
| Knoglemarv | 3,08 %             |

Laboratorier skal verificere cut-off-værdier ved at bruge deres egne data<sup>8,9</sup>.

Præcision

Præcisionen af dette produkt er blevet målt i forhold til intra-dag-præcision (prøve-til-prøve) inter-dag-præcision (dag-til-dag) og enkelt-hospital inter-lot-præcision (lot-til-lot).

To prøver blev brugt til at vurdere præcisionen af dette produkt: en negativ knoglemarv og en konstrueret lav positiv knoglemarv (2-4x produktets cut-off, dannet ved at forstærke den normale knoglemarvsprøve med en kendt positiv), hvilket blev brugt til provokation af produktets etablerede cut-off.

Prøverne blev evalueret over fem ikke-følgende dage for at etablere inter-dag- og intra-dag-præcision, og for at etablere lot-til-lot-præcision blev tre produktlots evalueret på fire replikater af de samme prøver. Resultaterne blev præsenteret som samlet overensstemmelse med den forudsagte negative klasse (for de negative prøver).

Tabel 4. Reproducerbarhed og præcision af CBF Breakapart Probe

| Variabel                                                                | Prøvetype              | Overensstemmelse |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Intra-dag (prøve-til-prøve) og inter-dag (dag-til-dag) reproducerbarhed | Knoglemarv negativ     | 100 %            |
|                                                                         | Knoglemarv lav positiv | 100 %            |
| Lot-til-lot-reproducerbarhed                                            | Knoglemarv negativ     | 100 %            |
|                                                                         | Knoglemarv lav positiv | 100 %            |

Klinisk ydeevne

For at sikre, at produktet detekterer de påtænkte rearrangementer, blev den kliniske ydeevne fastslået ved to undersøgelser af repræsentative prøver fra den påtænkte population for produktet: Materiale fra afidentificerede hæmatologisk-deriverede prøver fikseret i 3:1 methanol/eddikesyre. Prøvestørrelsen for begge undersøgelser var et hundrede og tretten (113) prøver med målpopulationen på tyve (20) knoglemarvspositive prøver og treoghalvfems (93) knoglemarvsnegative prøver. Alle prøver blev afidentificeret og randomiseret for at forebygge analysebias. Resultaterne blev derefter sammenlignet med den kendte status for prøven. Overensstemmelsen/diskordansen af resultater blev fundet at opfylde acceptkriterierne for disse undersøgelser.

Resultatet af disse tests blev analyseret for at se klinisk følsomhed, klinisk specificitet og værdier for falsk-positiv-raten (FPR) af positive signaler ved brug af en endimensional fremgangsmåde.

Tabel 5. Klinisk ydeevne for CBF Breakapart Probe

| Variabel                                                             | Resultat |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Klinisk sensitivitet (sand positiv rate, TPR (True Positive rate)) * | 99,42 %  |
| Klinisk specificitet (sand negativ rate, TNR (True Negative rate)) * | 99,84 %  |
| Falsk positiv rate (FPR, False Positive rate) = 1 – Specificitet*    | 0,16 %   |

Sammenfatning af sikkerhed og ydeevne (SSP)

SSP'et skal gøres tilgængeligt for offentligheden via den europæiske database over medicinsk udstyr (Eudamed), hvor det knyttes til Basic UDI-DI'et. Eudamed-URL: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> Basic UDI-DI: 50558449LPH089K9

Hvis Eudamed ikke er fuldt funktionelt, skal SSP'et gøres tilgængeligt for offentligheden på anmodning ved at sende en e-mail til [SSP@ogt.com](mailto:SSP@ogt.com).

Yderligere information


Kontakt CytoCell Technical Support Department, hvis du ønsker yderligere produktinformationer.  
T: +44 (0)1223 294048  
E: [techsupport@cytocell.com](mailto:techsupport@cytocell.com)  
W: [www.ogt.com](http://www.ogt.com)

Referencer

1. Huret JL. Atlas Genet Cytogenet Oncol Haematol. 1999; 3(3):147-149.  
2. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Haematolymphoid tumours [Internet; beta version ahead of print]. Lyon (France): International Agency for Research on Cancer; 2022 [cited 2023 April 28]. (WHO classification of tumours series, 5th ed.; vol. 11). Available from: <https://tumourclassification.iarc.who.int/chapters/63>  
3. Hernández JM, et al. Haematologica. 2000; 85(5):481-5.  
4. Moreno-Miralles I, et al. J Biol Chem. 2005;280(48):40097-103.

5. Grimwade D, et al. Blood. 2010;116(3):354-365.  
6. Litzow MR. Haematologica. 2020;105(6):1475-77.  
7. Arsham, MS., Barch, M.J. and Lawce HJ. (eds.) (2017) *The AGT Cytogenetics Laboratory Manual*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.  
8. Mascarello JT, Hirsch B, Kearney HM, et al. Section E9 of the American College of Medical Genetics technical standards and guidelines: fluorescence in situ hybridization. Genet Med. 2011;13(7):667-675.  
9. Wiktor AE, Dyke DLV, Stupca PJ, Ketterling RP, Thorland EC, Shearer BM, Fink SR, Stockero KJ, Majorowicz JR, Dewald GW. *Preclinical validation of fluorescence in situ hybridization assays for clinical practice*. Genetics in Medicine. 2006;8(1):16–23.

Symbolordliste

| EN ISO 15223-1:2021 – “Medicinsk udstyr – symboler, der skal bruges sammen med oplysninger fra producenten – del 1: Generelle krav”<br>(© International Organization for Standardization) |                                                              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Symbol                                                                                                                                                                                    | Titel                                                        | Referencenummer/-numre |
|                                                                                                         | da: Producent                                                | 5.1.1                  |
|                                                                                                         | da: Autoriseret repræsentant i De Europæiske Fællesskaber/EU | 5.1.2                  |
|                                                                                                          | da: Sidste anvendelsesdato                                   | 5.1.4                  |
|                                                                                                         | da: Batch-kode                                               | 5.1.5                  |
|                                                                                                         | da: Katalognummer                                            | 5.1.6                  |
|                                                                                                        | da: Holdes væk fra sollys                                    | 5.3.2                  |
|                                                                                                        | da: Temperaturgrænse                                         | 5.3.7                  |
|                                                                                                       | da: Se brugsanvisningen                                      | 5.4.3                  |
|                                                                                                       | da: Se den elektroniske udgave af brugsanvisningen           | 5.4.3                  |
|                                                                                                        | da: Forsigtig                                                | 5.4.4                  |
|                                                                                                       | da: Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik                 | 5.5.1                  |
|                                                                                                        | da: Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests                  | 5.5.5                  |
|                                                                                                       | da: Unik enhedsidentifikator                                 | 5.7.10                 |
| EDMA-symboler til IVD-reagenser og -komponenter, revision fra oktober 2009                                                                                                                |                                                              |                        |
| Symbol                                                                                                                                                                                    | Titel                                                        | Referencenummer/-numre |
|                                                                                                       | da: Indhold (eller indeholder)                               | N/A                    |

**Patenter og varemærker**

CytoCell er et registreret varemærke tilhørende CytoCell Limited.

**CytoCell Limited**

Oxford Gene Technology  
418 Cambridge Science Park  
Milton Road  
CAMBRIDGE  
CB4 0PZ  
STORBRITANNIEN

T: +44 (0)1223 294048

E: [probes@cytoCell.com](mailto:probes@cytoCell.com)

W: [www.ogt.com](http://www.ogt.com)

**Sysmex Europe SE**

Deelböge 19 D  
22297 Hamburg  
TYSKLAND

W: [www.sysmex-europe.com](http://www.sysmex-europe.com)

**IFU-versionshistorik**

V001.00/2023-05-10 Ny IFU til forordning (EU) 2017/746

V002 2025-08-29: Fjernelse af UKCA-mærket

V003 2025-09-09: Opdatering af adressen for den EU-godkendte repræsentant.

Fjernelse af telefonnummeret til den EU-godkendte repræsentant. Fjernelse af OGT-faxnummer